

DIE PASSENDE MASKE FÜR DAS RICHTIGE VERFAHREN



DAS PERFEKTE GLEICHGEWICHT ZWISCHEN SCHUTZ & KOMFORT

Halyard Health ist ein führender Anbieter in den Bereichen Infektionskontrolle und OP-Bedarf, sowie in der Bereitstellung von VAP-Lösungen zur Vorbeugung nosokomialer Infektionen. Auf diese Weise trägt Halyard zur Erhöhung der Umgebungssicherheit bei, zum Wohle von Patienten wie Mitarbeitern im Gesundheitswesen. Halyard bietet ein großes Sortiment an Gesichtsmasken unterschiedlicher Designs, Merkmale und Schutzlevel an.



IHRE ANFORDERUNGEN AN EINE GESICHTSMASKE


Bei der Wahl einer Gesichtsmaske werden folgende Aspekte in Betracht gezogen:

- Erforderlicher Schutz
- Art des Verfahrens
- Tragekomfort & persönliche Präferenzen

RUNDUMSCHUTZ FÜR PATIENTEN UND MEDIZINISCHES PERSONAL

Das wichtigste Element bei der Wahl einer Gesichtsmaske ist das Vertrauen in den angemessenen Schutz sowohl des Patienten als auch des medizinischen Personals. Bei der Wahl Ihres Gesichtsschutzes sind folgende Fragen zu berücksichtigen:

- Welche über die Luft übertragbaren Infektionsrisiken bestehen?
- Besteht das Risiko eines Kontakts mit Körperflüssigkeiten?
- Ist ein Augenschutz erforderlich?
- Hat der Patient Atemwegssymptome?
- Kann es zu einer Exposition gegenüber Dämpfen durch Laserbehandlung oder Elektrokauterisation kommen?



Diese Tabellen veranschaulichen Schutzwirkung und Atmungsaktivität einiger unserer Gesichtsmasken und zeigen die Korrelation zwischen Schutz und Atmungsaktivität.

ART DES VERFAHRENS

Bei der Wahl der geeigneten Gesichtsmaske müssen die Routineverfahren genau beleuchtet werden, d.h. welche Risiken/Expositionen die Verfahren beinhalten und wo sie stattfinden.

- Wie lange dauern die Verfahren?
- Ist das Verfahren flüssigkeitsintensiv und besteht ein Spritz- und Sprüherisiko?
- Kann es zur Aerosol-Exposition kommen?
- Gibt es seitens Ihrer Einrichtung oder Ihres Berufsverbandes Regelwerke oder Standards zu diesen Verfahren?

TRAGEKOMFORT & PERSÖNLICHE PRÄFERENZEN

Die Atmungsaktivität wird als Differenzdruck oder ΔP gemessen (Druckunterschied zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Maske beim Luftaustausch). Je niedriger der ΔP -Wert, desto luftdurchlässiger die Maske. Ist eine ausreichend kühle und unbehinderte Atmung möglich, fördert dies die Compliance der Mitarbeiter, die Maske auch wirklich zu tragen – ein wesentlicher Schutzfaktor.

- Wie atmungsaktiv ist eine Maske?
- Aus welchen Materialien besteht sie?


Ebenso wie Verfahren und Umgebungsbedingungen variieren, gibt es auch unterschiedliche individuelle Bedürfnisse und Präferenzen. Der einzig maßgebliche Faktor dafür, ob eine Maske angenehm für den Träger ist, besteht darin ob sie ihn bequem und entspannt arbeiten lässt. Wir alle haben unseren eigenen Stil, unsere Vorlieben und Abneigungen. Bei den Gesichtsmasken gibt es höchst individuelle Präferenzen der medizinischen Mitarbeiter.

HALYARD HEALTH: DIE PASSENDE MASKE FÜR DAS RICHTIGE VERFAHREN



Halyard Health Gesichtsmasken entsprechen den geltenden Industrienormen und Bestimmungen wie der EN14683:2014 und der EN 149:2001 für die spezifische klinische Anwendung. Die Materialien und Befestigungsansätze sind mittels Ultraschallverbindung miteinander verbunden. Alle Masken¹ werden mit einem beigefügten Nasenbügel zur Anpassung an die Gesichtskonturen geliefert. Alle HALYARD* Gesichtsmasken sind naturkautschuklatexfrei und DEHP-frei.

PRODUKTÜBERBLICK



STANDARD-GESICHTSMASKEN

Schutz in der allgemeinen Patientenversorgung

- Dreilagiger Schutz
- Risikofreie Exposition gegenüber Blut und/oder Körperflüssigkeiten
- Geeignet für die allgemeine Patientenversorgung und für die Isolierstation



SPEZIAL-GESICHTSMASKEN

Mit speziellen Merkmalen für ein breites Spektrum an individuellen und klinischen Leistungsanforderungen


- Weniger Beschlag
- Größere Atemkammern für erhöhten Komfort
- Patentierte Designs zu verbesserten Gesichtspassung



FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIGE GESICHTSMASKEN

Vollständige Produktfamilie flüssigkeitsbeständiger Gesichtsschutzmasken. Die FLUIDSHIELD* Level 2 & 3 Artikel entsprechen den EN14683:2014 Typ IIR Standards für Masken zum Schutz vor Blut und Körperflüssigkeiten.


- Bestehen aus einer patentierten Materialkombination zur Beständigkeit gegenüber einwirkenden Flüssigkeiten
- Mit POWERGUARD* Technologie
- Einige verfügen über ein Blendschutz-Visier
- Große Auswahl an Ausführungen und Merkmalen



PARTIKELFILTRIERENDE ATEMSCHUTZMASKEN

Getestet und zugelassen gemäß EN 149:2001 für partikelfiltrierende Halbmasken. HALYARD* P1, P2 und P3 Schutzmasken bieten eine effektive Anpassung an das Gesicht, wie sie für einen angemessenen Atemschutz vor Erregern in der Luft erforderlich ist.

- Mit großer Atemkammer
- Enger Sitz am Gesicht mit weicher Innenschicht



AUGENSCHUTZ UND VISIERE

Bei möglicher Exposition gegenüber verspritzendem Blut und/oder Körperflüssigkeiten

- Leichte Augenschutzbrillen mit bunten Rahmen
- Einweg-Visiere lassen sich leicht im Rahmen auswechseln
- Gesichtsvisiere sind mit Schaumstoffstreifen und Kopfband versehen
- Können mit Brille oder Schutzbrille getragen werden



HALYARD* STANDARD GESICHTSMASKEN

SCHUTZ FÜR DIE ALLGEMEINE PATIENTENVERSORGUNG IN UNTERSCHIEDLICHEN UMGEBUNGEN

	OP-Masken	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
	SOFT TOUCH* II OP-MASKE, BLAU Beschreibung: mit horizontalen Bändern, gefaltet	II	47500	50	6
	THE LITE ONE* OP-MASKE, BLAU	II	48100	50	6
	THE LITE ONE* OP-MASKE, GRÜN	II	48105	50	6
	THE LITE ONE* OP-MASKE, WEIß Beschreibung: mit Bändern, gefaltet	II	62367	50	6
	TEDDYBEAR* OP-MASKE Beschreibung: mit Bändern, gefaltet, Teddybär-Aufdruck (rosa/blau)	II	48296	50	6
	DUCKBILL* OP-MASKE, BLAU Beschreibung: mit Bändern, Schnabelformat	I	48220	50	6
	STANDARD-OP-MASKE, BLAU Beschreibung: mit Bändern, gefaltet	II	49701	50	6



HALYARD*

GESICHTSSCHUTZ



Prozedurenmasken	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
PROZEDURENMASKE, BLAU	I	47080	50	10
PROZEDURENMASKE, GELB	I	47117	50	10
PROZEDURENMASKE, BLAU	II	47081	50	10
PROZEDURENMASKE, GRÜN	II	47085	50	10
PROZEDURENMASKE, WEIß	II	47090	50	10
PROZEDURENMASKE, ROSA	II	47095	50	10
PROZEDURENMASKE, GELB	II	47116	50	10

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet



TEDDY BEAR* PROZEDURENMASKE	II	47295	50	10
-----------------------------	----	-------	----	----

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet, Teddybär-Aufdruck (rosa/blau)



DISNEY® SO SOFT* KINDERMASKE	I	47127	75	10
------------------------------	---	-------	----	----

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet, Disney®-Aufdruck



THE LITE ONE* PROZEDURENMASKE, BLAU	II	62356	50	10
-------------------------------------	----	-------	----	----

THE LITE ONE* PROZEDURENMASKE, GRÜN	II	62357	50	10
-------------------------------------	----	-------	----	----

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet



STANDARD-PROZEDURENMASKE, BLAU	II	49700	50	10
--------------------------------	----	-------	----	----

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet



Konusmasken	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
KONUSMASKE, BLAU	-	00152	50	6

Beschreibung: geformte Konusmaske mit Kopfband



HALYARD* SPEZIAL-GESICHTSMASKEN

MIT SPEZIELLEN MERKMALEN FÜR EIN BREITES SPEKTRUM AN INDIVIDUELLEN UND KLINISCHEN LEISTUNGSANFORDERUNGEN

	OP-Masken	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
	FOG-FREE ULTI-MASK* OP-MASKE, ANTIBESCHLAGSBAND, WEIß	II	49310	50	6
	Beschreibung: mit Bändern, gefaltet				
	FOG-FREE OP-MASKE, ANTIBESCHLAGSBAND, BLAU	II	49214	50	6
	Beschreibung: mit Bändern, gefaltet				
	ANTI-FOG OP-MASKE, DERMA-TOUCH* TAPE, GRÜN	II	49215	50	6
	Beschreibung: mit Bändern, gefaltet				
	ANTI-FOG OP-MASKE, ANTIBESCHLAGSFILM, GRÜN	II	49235	50	6
	Beschreibung: mit Bändern, gefaltet				
	SOSOFT* OP-MASKE, WEIß	II	48390	50	6
	Beschreibung: mit Bändern, gefaltet				
	OP-MASKE MIT HOHER FILTERLEISTUNG	II	47625	35	6
	FOG-FREE OP-MASKE MIT HOHER FILTERLEISTUNG UND ANTIBESCHLAGSBAND	II	47650	35	6
	Beschreibung: mit Bändern, gefaltet, silber Geeignet für wenig intensive Prozeduren				
	FOG-FREE Prozedurenmasken	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
	FOG-FREE PROZEDURENMASKE, ANTIBESCHLAGSBAND, BLAU	II	62362	50	10
	SO SOFT* FOG-FREE PROZEDURENMASKE, ANTIBESCHLAGSBAND, WEIß,	II	62363	50	10
	Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet				
	PCM2000*-Masken	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
	PCM2000* MASKE, UNIVERSAL, BLAU	II	47700	50	6
	PCM2000* MASKE, UNIVERSAL, GELB	II	47717	50	6
	Beschreibung: mit Polyurethan-Kopfbändern, Schnabelformat				



HALYARD* FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIGE GESICHTSMASKEN

VOLLSTÄNDIGE PRODUKTFAMILIE FLÜSSIGKEITS-BESTÄNDIGER GESICHTSSCHUTZMASKEN



FLUIDSHIELD* LEVEL 3 OP-Masken

	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
SO SOFT* FLUIDSHIELD* FOG-FREE OP-MASKE, ANTIBESCHLAGSBAND	IIR	48207	50	6
SO SOFT* FLUIDSHIELD* OP-MASKE	IIR	48208	50	6

Beschreibung: mit Bändern, gefaltet, orange



SO SOFT* FLUIDSHIELD* FOG-FREE OP-MASKE, SPLASHGUARD* VISIER, ANTIBESCHLAGSBAND	IIR	48237	25	4
SO SOFT* FLUIDSHIELD* FOG-FREE OP-MASKE, RUNDUM SPLASHGUARD* VISIER, BLENDSCUTZ, ANTIBESCHLAGSBAND	IIR	48247	25	4

Beschreibung: mit Bändern, gefaltet, orange

FLUIDSHIELD* LEVEL 3 Prozedurenmasken

	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
SO SOFT* FLUIDSHIELD* FOG-FREE PROZEDURENMASKE, ANTIBESCHLAGSBAND	IIR	47107	40	10
SO SOFT* FLUIDSHIELD* PROZEDURENMASKE, SPLASHGUARD* VISIER, ANTIBESCHLAGSBAND	IIR	47137	25	4
SO SOFT* FLUIDSHIELD* FOG-FREE PROZEDURENMASKE, RUNDUM SPLASHGUARD* VISIER, ANTIBESCHLAGSBAND	IIR	47147	25	4

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet, orange



SO SOFT* FLUIDSHIELD* PROZEDURENMASKE, RUNDUM SPLASHGUARD* VISIER	IIR	00146	25	4
-------------------------------------------------------------------	-----	-------	----	---

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet, blau



FLUIDSHIELD* LEVEL 2 OP-Masken

	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* FOG-FREE OP-MASKE MIT ANTIBESCHLAGS-BAND	IIR	28808	50	6
FLUIDSHIELD* FOG-FREE OP-MASKE MIT ANTIBESCHLAGS-BAND UND RUNDUM-VISIER	IIR	28809	25	4

Beschreibung: mit Bändern, gefaltet, blau mit oranger Schraffierung



FLUIDSHIELD* LEVEL 2 Prozedurenmasken

	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* PROZEDURENMASKE	IIR	28810	50	10
FLUIDSHIELD* FOG-FREE PROZEDURENMASKE MIT ANTIBESCHLAGSBAND UND RUNDUM-VISIER	IIR	28821	25	4

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet, blau



FLUIDSHIELD* LEVEL 1 OP-Masken

	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* OP-MASKE, BLAU	-	28802	50	6
FLUIDSHIELD* OP-MASKE, GRÜN	-	28806	50	6

Beschreibung: mit Bändern, gefaltet





HALYARD* FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIGE GESICHTSMASKEN

VOLLSTÄNDIGE PRODUKTFAMILIE FLÜSSIGKEITS-BESTÄNDIGER GESICHTSSCHUTZMASKEN



FLUIDSHIELD* LEVEL 1 Prozedurenmasken

	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* PROZEDURENMASKE, GELB	-	25867	50	10
FLUIDSHIELD* PROZEDURENMASKE, BLAU	-	25869	50	10

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet



FLUIDSHIELD* SPECIALTY Prozedurenmasken

	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* TEDDY BEAR* PROZEDURENMASKE	IIR	47297	40	10
FLUIDSHIELD* FOG-FREE TEDDY BEAR* PROZEDURENMASKE, RUNDUM SPLASHGUARD* VISIER, ANTIBESCHLAGSBAND	IIR	47298	25	4

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet, Teddybär-Aufdruck (rosa/blau)



THE PROTECTOR* OP-Masken

	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
THE PROTECTOR* FOG-FREE OP-MASKE, FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIG	IIR	62113	50	6

Beschreibung: mit Bändern, gefaltet, blau mit orangefarbenen Diamanten-Aufdruck



THE PROTECTOR* FOG-FREE OP-MASKE, FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIG, RUNDUM SPLASHGUARD* VISIER, ANTIBESCHLAGSBAND

IIR 62114 25 4

Beschreibung: mit Bändern, gefaltet, blau mit orangefarbenen Diamanten-Aufdruck



HALYARD* PARTIKELFILTRIERENDE ATEMSCHUTZMASKEN / AUGENSCHUTZ & VISIERE



THE PROTECTOR* Prozedurenmasken

THE PROTECTOR* PROZEDURENMASKE, FLÜSSIGKEITS-
BESTÄNDIG, BLAU

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet

TYP

TYP

STÜCK/
PACKUNG

PACKUNGEN/
KARTON

IIR

62115

50

10

THE PROTECTOR* FOG-FREE PROZEDURENMASKE, FLÜSSIG-
KEITSBESTÄNDIG, RUNDUM SPLASHGUARD* VISIER,
ANTIBESCHLAGSBAND, BLAU

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet

IIR

62116

25

4



Partikelfiltrierende Atemschutzmasken (EN149: 2001)

PFR P1, PARTIKELFILTRIERENDE HALBMASKE FFP1, WEIß

PFR P2, PARTIKELFILTRIERENDE HALBMASKE FFP2, GELB

PFR P3, PARTIKELFILTRIERENDE HALBMASKE FFP3, MIT VENTIL, WEIß

ART.-NR.

STÜCK/
PACKUNG

PACKUNGEN/
KARTON

62354

50

6

62408

50

6

62360

20

12



SAFEVIEW* Augenschutz

50 fertigmontierte Schutzbrillen

Beschreibung: 50 fertigmontierte Schutzbrillen, verschiedene Farben

ART.-NR.

STÜCK/
PACKUNG

PACKUNGEN/
KARTON

SV50A

10

5

Rahmen

Beschreibung: 100 Rahmen, verschiedene Farben

SV100F

10

10

Ersatzvisiere

Beschreibung: 250 Ersatzvisiere, klar

SV250L

25

10



GUARDALL SHIELD* Visiere

GUARDALL SHIELD*

Beschreibung: Visier, volle Länge (keine Maske)

ART.-NR.

STÜCK/
PACKUNG

PACKUNGEN/
KARTON

41204

40

1

GUARDALL SHIELD*

Beschreibung: Visier, 3/4-Länge (keine Maske)

41205

40

1



Hinweis: 1. mit Ausnahme der Konus-Masken.



KNOWLEDGE NETWORK* Klinische Fortbildung
Kompetenter Kundenservice
Fachkundige Verkaufsmitarbeiter
Hilfsmittel & Optimale Verfahren
Klinische Forschung
Streben nach Perfektion

www.halyardhealth.de

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an
Ihren Halyard Kundendienst:

Tel: 0800 180 22 98

Fax: 0800 180 22 97

kundendienst@hyh.com

*Eingetragenes Warenzeichen oder Marke von O&M Halyard Health, Inc. oder verbundenen Unternehmen. Die COLOR ORANGE ist ein eingetragenes Warenzeichen von HYH. ©2018 Halyard Health, Inc. Alle Rechte vorbehalten. HC342-02-DE

Disney Elemente ©DISNEY